

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

VETELAB Cía. Ltda.

Calle Sucre N 47 y José Mejía
• Teléfono: 236722 • E-mail: myrihermosa@yahoo.com
Machachi - Ecuador

**Sector
Ensayos**

Certificado de Acreditación N°: OAE LE C 14-006
Actualización N°: 03
Resolución N°: SAE-ACR-0008-2016
Vigencia a partir de: 2016-08-25
Acreditación Inicial: 2014-05-27
Responsable(s) Técnico(s): Lcda. María José Sánchez Ayala

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración", los Criterios Generales de Acreditación para laboratorios de ensayo y calibración (CR GA01), Guías y Políticas del SAE en su edición vigente, para las siguientes actividades:

CATEGORIA: 0. Ensayos en el laboratorio permanente

CAMPO DE ENSAYO: Inmunoensayos para diagnóstico animal

PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO, TÉCNICA Y RANGOS	MÉTODO DE ENSAYO
Suero animal	Detección de anticuerpos contra Brucella, Aglutinación en placa, Positivo / Negativo	POET – 01 Método de referencia OIE. Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres. 2015 Capítulo 2.4.3 Brucelosis bovina
	Detección anticuerpos contra Brucella, Microelisa (Elisa competitiva), PI < 30% Negativo PI ≥ 30% Positivo	POET – 02 Método de Referencia: OIE. Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres. 2015 Capítulo 2.4.3 Brucelosis bovina
Suero equino	Detección de anticuerpos contra Anemia Infecciosa Equina, Inmunodifusión en Gel de Agar (Test de Coggins), Positivo / Negativo	POET – 06 Método de Referencia: OIE. Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres. 2015 Capítulo 2.5.6 Anemia infecciosa equina

CATEGORIA: 1. Ensayos In-situ

CAMPO DE ENSAYO: Ensayos de inoculación para diagnóstico animal

PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO, TÉCNICA Y RANGOS	MÉTODO DE ENSAYO
Animal	Diagnóstico de <i>Mycobacterium bovis</i> , Intradermo reacción ano - caudal, Negativo: < 3 mm Sospechoso: (≥ 3 a 5) mm Positivo: > 5 mm	POET – 04 Método de Referencia: OIE. Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres. 2015 Capítulo 2.4.7 Tuberculosis bovina
	Diagnóstico de <i>Mycobacterium bovis</i> , Intradermo reacción cervical comparativa, Negativo: Diferencia ≤ 4 mm Positivo: Diferencia > 4mm	POET – 05 Método de Referencia: OIE. Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres. 2015 Capítulo 2.4.7 Tuberculosis bovina

Control de Cambios en Alcance

Fecha	Modificaciones
2014-05-27	Inicial, Otorgar la Acreditación
2015-07-03	Vigilancia 1, Mantener la Acreditación
2016-08-25	Vigilancia 2, Mantener la Acreditación